

# Betasisodona® - Wirksamkeit gegenüber HIV

Für das Auge: 5%ige wässrige Povidon-Iod-Lösung

● Betasisodona® Lösung	100,0 g
NaCl	0,6 g
Phosphatpuffer pH 6,88 (Best. Nr. 7294 MERCK)	100,0 g
steril filtern	<hr/> 200,6 g

- in Braunglasbehältnisse abfüllen
- in Einklang mit der Empfehlung der DGKH schlagen wir eine Haltbarkeit von 12 Monaten vor

Falls Lösung nicht griffbereit verfügbar: Betasisodona®-Lösung 1:1 mit sterilem Aqua dest. oder notfalls mit Leitungswasser verdünnt.